


Anticorpo Monoclonal Apc Coelho Anti-Humano Cd81 Para Citometria De Fluxo - P60033

Número do item: CM0011598



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado ao CD81 humano (TAPA-1). Validado para citometria de fluxo, este anticorpo detecta uma tetraspanina envolvida na sinalização de linfócitos B e na entrada viral. Ideal para pesquisa em imunologia e virologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC mAb Coelho anti-Humano CD81
Observações/Alias	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	975
GeneID	975
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 114-199 do CD81 humano (NP_004347.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P60033
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo