


Anticorpo Monoclonal De Coelho Apc Anti-Cd9 Humano Para Fc - P21926

Número do item: CM0008442



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a APC contra o CD9 humano, uma tetraspanina envolvida na adesão celular, ativação plaquetária e metástase tumoral. Validado para aplicações de citometria de fluxo (FC).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho APC Anti-CD9 Humano
Observações/Apelido	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	928
GeneID	928
Imunôgeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-228 do CD9 humano (NP_001760.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21926
Peso Proteico	25kDa
Envio	Em saco de gelo