

## Anticorpo Monoclonal Apc Coelho Anti-Humano Cd95/Fas Para Citometria De Fluxo - P25445

Número do item: CM0005956



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado a CD95/FAS (Apo-1, TNFRSF6) humano. Validado para citometria de fluxo, adequado para estudos de apoptose, tolerância periférica e pesquisa de homeostase de linfócitos T.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb APC Coelho anti-Humano CD95/FAS                                                                                                                  |
| Observações/Alíase  | APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6                                                                                                      |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 355                                                                                                                                                  |
| GeneID              | 355                                                                                                                                                  |
| Imunógeno           | Proteína Recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-173 de CD95/FAS humano (NP_000034.1)) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                               |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                               |
| Aplicação           | FC (Citometria de Fluxo)                                                                                                                             |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                                               |
| SWISS               | P25445                                                                                                                                               |
| Peso da Proteína    | 38kDa                                                                                                                                                |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                                        |