


Anticorpo Monoclonal Anti-Egfr Humano De Coelho Em Apc Para Citometria De Fluxo - P00533

Número do item: CM0011294



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado ao EGFR humano, validado para citometria de fluxo. Imunógeno recombinante (aa 335-525). Ideal para pesquisa em oncologia e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-EGFR Humano de Coelho em APC, AcM
Observações/Alíase	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 335-525 do EGFR humano (NP_005219.2))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso Molecular da Proteína	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Envio	Bolsa de gelo