


Anticorpo Monoclonal De Coelho Apc Anti-Flt3/Cd135 Humano Para Fc - P36888

Número do item: CM0005442



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC de alta qualidade contra Flt3/CD135 humano (FLK2/STK1). Validado para citometria de fluxo. Alvo epítopo do domínio extracelular; ideal para pesquisa hematopoiética e de leucemia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho APC anti-Flt3/CD135 Humano
Observações/Apelido	FLK2; STK1; CD135; FLK-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2322
GeneID	2322
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-163 do Flt3/CD135 humano (NP_004110.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P36888
Peso Proteico	108kDa/113kDa
Envio	Saco de gelo