


Apc Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Icam-1/Cd54 Para Citometria De Fluxo (Fc) - P05362

Número do item: CM0008624



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC que visa o ICAM-1 humano (CD54), validado para citometria de fluxo. Imunogénio recombinante que abrange os aminoácidos 28-480. Adequado para o estudo da adesão de leucócitos, migração transendotelial e função de recetor viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Humano ICAM-1/CD54 mAb
Observações/Pseudónimo	BB2; CD54; P3.58
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3383
GeneID	3383
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-480 do ICAM-1/CD54 humano (NP_000192.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05362
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo