


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Igg Humana (Fc) Conjugado Com Apc Para Fc - P01857

Número do item: CM0005613



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC que visa a região Fc da IgG humana. Validado para citometria de fluxo (FC) com reatividade humana. Imunogénio de proteína recombinante. Ideal para pesquisa em imunologia e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-IgG Humana (Fc) mAb
Observações/Apelido	IGHG1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3500
GeneID	3500
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-330 da IgG humana (Fc) (P01857)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P01857
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo