


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IgG Humana (Fc) Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - P01857

Número do item: CM0009241



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC, direcionado à região Fc da IgG humana e validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa de células B, estudos de imunidade humoral e desenvolvimento de anticorpos terapêuticos. - P01857

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-IgG humana (Fc) conjugado com APC
Observações/Apelido	IGHG1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	3500
ID do gene	3500
Imunógeno	Proteína recombinante (ou fragmento). Estas informações são consideradas comercialmente sensíveis.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P01857
Peso da proteína	36 kDa
Envio	Bolsa de gelo