


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL-17A Humano Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - Q16552

Número do item: CM0008202



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-IL-17A humano conjugado com APC, validado para citometria de fluxo intracelular. Adequado para amostras humanas; ideal para pesquisas sobre células Th17, inflamação e imunidade de mucosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-IL-17A humano conjugado com APC
Observações/Apelidos	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3605
GeneID	3605
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-155 da IL-17A humana (NP_002181.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q16552
Peso da proteína	18 kDa
Envio	Bolsa de gelo