


Apc Coelho Anti-Humano IL-2 Mab - P60568

Número do item: CM0008187



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra IL-2 humano (Interleucina-2, TCGF). Desenhado para citometria de fluxo intracelular (FC). Reconhece IL-2 humano, essencial para o crescimento de células T, regulação imune e atividade de células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Humano IL-2 mAb
Observações/Apelido	IL-2; TCGF; linfocina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3558
GeneID	3558
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-153 da IL-2 humana (NP_000577.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P60568
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo