

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Integrina- β 1/Cd29 Conjugado A Apc Para Citometria De Fluxo - P05556

Número do item: CM0006258



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a APC direcionado à Integrina- β 1/CD29 humana (UniProt P05556), validado para citometria de fluxo. Indicado para estudos de adesão celular, migração e sinalização mediada por receptor em aplicações de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal Coelho anti-Humano Integrina- β 1/CD29 conjugado a APC
Observações/Apelidos	CD29; FNRR; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3688
GeneID	3688
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-728 da Integrina- β 1/CD29 humana (NP_002202.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05556
Peso da Proteína	87kDa/88kDa/91kDa
Envio	Bolsa de gelo