


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Itga1/Cd49A Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - P56199

Número do item: CM0011825



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC, direcionado à integrina alfa-1 humana (ITGA1/CD49a), validado para citometria de fluxo. Peso molecular de 131 kDa. Adequado para o estudo da função do receptor de colagénio/laminina e da adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-humano ITGA1/CD49a conjugado com APC
Observações/Designação alternativa	VLA1; CD49a
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3672
GeneID	3672
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-1141 da ITGA1/CD49a humana (NP_852478.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P56199
Peso da Proteína	131 kDa
Transporte	Bolsa de gelo