


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Mertk Conjugado Com Apc Para Fc - Q12866

Número do item: CM0004944



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra a tirosina quinase do receptor MERTK humano. Validado para aplicações de citometria de fluxo (FC); reage de forma cruzada com humanos. Adequado para o estudo de eferocitose, clearance de macrófagos e sinalização de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Humano MERTK mAb
Observações/Apeliido	MERTK; MER; RP38; Tyro12; c-Eyk; c-mer; tirosina-proteína quinase Mer
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10461
GeneID	10461
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-499 do MERTK humano (NP_006334.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q12866
Peso da Proteína	110kDa
Envio	Saco de gelo