

Anticorpo Monoclonal Apc Coelho Anti-Humano Mglur2 Para Fc - Q14416

Número do item: CM0004586



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra o receptor metabotrópico de glutamato 2 humano (mGluR2, GRM2) para citometria de fluxo. Validado para amostras humanas. Adequado para pesquisas em neurociência sobre transmissão sináptica e estudos de entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mGluR2 mAb APC Coelho anti-Humano
Observações/Alias	GLUR2; mGlu2; GPRC1B; MGLUR2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2912
ID do Gene	2912
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-498 do mGluR2 humano (NP_000830.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14416
Peso Proteico	96kDa
Envio	Bolsa de gelo