

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Nectin-1/Cd111 Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - Q15223

Número do item: CM0009599



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado ao Nectin-1/CD111 humano. Validado para citometria de fluxo, ideal para estudos de adesão celular, neurodesenvolvimento e entrada viral. Reage com amostras humanas. Apoia pesquisas em neurociência, virologia e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Humano Nectin-1/CD111 mAb
Observações/Apelido	ED4; PRR; HIgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5818
GeneID	5818
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-334 do Nectin-1/CD111 humano (NP_002846.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15223
Peso Proteico	57kDa/51kDa/39kDa
Envio	Saco de gelo