

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Nt5E/Cd73 Conjugado A Apc Para Citometria De Fluxo - P21589

Número do item: CM0004237



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a APC direcionado contra NT5E/CD73 humano, validado para citometria de fluxo. Detecta a ecto-5'-nucleotidase ancorada por GPI (~63 kDa) envolvida na sinalização de adenosina e na pesquisa de imuno-oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano NT5E/CD73 Conjugado a APC
Observações/Apelido	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4907
GeneID	4907
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-547 do NT5E/CD73 humano (NP_002517.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21589
Peso Molecular da Proteína	63kDa
Transporte	Em saco de gelo