


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Podoplanina Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - Q86YI7

Número do item: CM0005802



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade conjugado com APC, direcionado à podoplanina humana (PDPN), validado para aplicações de citometria de fluxo. Essencial para investigar mecanismos de adesão celular, migração e invasão tumoral. Fornecido pela CamelBio para uso diagnóstico e de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Humano Podoplanina mAb
Observações/Apelido	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T1A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10630
GeneID	10630
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-123 da Podoplanina Humana (NP_006465.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q86YL7
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco de gelo