

Anticorpo Monoclonal Apc De Coelho Contra Siglec-8 Humano Para Fc - Q9Nyz4

Número do item: CM0009310



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado a Siglec-8 humano, validado para citometria de fluxo. Reconhece a lectina 8 de ligação ao ácido siálico em basófilos, mastócitos e eosinófilos. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb APC de coelho anti-Siglec-8 humano
Observações/Alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27181
ID do Gene	27181
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-363 de Siglec-8 humano (NP_055257.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NYZ4
Peso da Proteína	44kDa/46kDa/54kDa
Transporte	Saco de gelo