

Mab De Coelho Apc Anti-Humano/Macaco Cd127/Il-7R Para Fc - P16871

Número do item: CM0005235



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra CD127/IL-7R humano/macaco (P16871) para citometria de fluxo. Valida a expressão do receptor de IL-7 em células imunes. Matéria-prima IVD para uso em pesquisa da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb APC de coelho anti-Humano/Macaco CD127/IL-7R
Observações/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alfa
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3575
ID do Gene	3575
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-236 da CD127/IL-7Rα humana (NP_002176.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P16871
Peso Proteico	52kDa
Transporte	Bolsa de gelo