


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd14 Humano/Macaco Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - P08571

Número do item: CM0009938



introdução

O anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC reconhece o CD14 humano e de macaco-cinômolo, sendo adequado para citometria de fluxo. O CD14 é um importante correceptor da imunidade inata para o LPS bacteriano, expresso em monócitos e macrófagos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD14 humano/macaco conjugado com APC
Observações/Apelido	CD14
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	929
ID do gene	929
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-352 do CD14 humano (NP_000582.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano, macaco-cinômolo
SWISS	P08571
Peso da proteína	40 kDa
Envio	Bolsa de gelo