

Mab De Coelho Anti-Cd19 Humano/De Macaco Conjugado Com Apc - Cd19

Número do item: CM0010420

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra CD19, desenvolvido para aplicações de citometria de fluxo (FC). Demonstra reatividade cruzada com humanos, macacos cynomolgus e macacos rhesus. Ideal para imunofenotipagem e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD19 humano/de macaco conjugado com APC
Observações/Apelido	CD19
Espécie	Macaco
ID do gene (humano)	930
ID do gene (macaco)	102145514
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-292 do CD19 de macaco (XP_005591597.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano, cynomolgus, rhesus
Peso da proteína	63 kDa
Envio	Bolsa de gelo