


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano/Macaco Cd197/Ccr7 Conjugado A Apc Para Fc - P32248

Número do item: CM0005225



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a APC direcionado a CD197/CCR7 (P32248), validado para citometria de fluxo. Reconhece humano e macaco cinomolgo. Ideal para pesquisa em imunologia e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano/Macaco CD197/CCR7 Conjugado a APC
Observações/Apelido	BLR2; EB11; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7
Espécie (Alvo)	Humano
GeneID (Humano)	1236
GeneID	1236
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte (Anticorpo)	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus (Macaco Cinomolgo)
SWISS	P32248
Peso Molecular da Proteína	43kDa
Envio	Em saco de gelo