


Anti-Cd20 Humano/Macaco De Coelho Em Apc - P11836

Número do item: CM0005338



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC específico para CD20 humano e de cynomolgus (MS4A1, B1, Bp35, Leu-16). Validado para citometria de fluxo. Reconhece o antígeno de linfócitos B P11836, 33 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-CD20 humano/macaco de coelho em APC
Observações/Apelidos	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	931
GeneID	931
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 do CD20 humano (NP_068769.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P11836
Peso Molecular da Proteína	14 kDa/33 kDa
Envio	Bolsa de gelo