

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd25 Humano/De Macaco Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - P01589

Número do item: CM0006233



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD25 humano/de macaco conjugado com APC para citometria de fluxo. Tem como alvo a subunidade alfa do receptor de IL-2 (p55, antígeno TAC) nas células T reguladoras; validado em humanos e macacos-cinomolgo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD25 humano/de macaco conjugado com APC
Observações/alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3559
GeneID	3559
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-213 do CD25 humano (NP_000408.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano, macaco-cinomolgo
SWISS	P01589
Peso da proteína	31 kDa
Envio	Bolsa de gelo