

Anticorpo Monoclonal De Coelho Apc Anti-Humano/Macaco Cd3 Para Fc - P07766

Número do item: CM0009405



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC, direcionado à cadeia epsilon do CD3 humano/macaco, validado para citometria de fluxo. Ideal para imunofenotipagem de células T, estudos do desenvolvimento de células T e pesquisas sobre imunidade adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho APC anti-humano/macaco CD3
Observações/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	916
GeneID	916
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-126 do CD3 humano (NP_000724.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, cinomolgo
SWISS	P07766
Peso da Proteína	23 kDa
Envio	Bolsa de gelo