


Apc Coelho Anti-Humano/Macaco Cd38 Polymab® Para Citometria De Fluxo - P28907

Número do item: CM0012751



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra CD38 humano e de cinomolgo, validado para citometria de fluxo. Tem como alvo a ectoenzima/receptor CD38 envolvido na mobilização de cálcio, ativação de linfócitos e adesão celular. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Humano/Macaco CD38 PolymAb®
Observações/Apelido	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	952
GeneID	952
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-300 do CD38 humano (P28907)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P28907
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de gelo