

Anticorpo Monoclonal Apc De Coelho Anti-Humano/Macaco Cd4 Para Fc - P01730

Número do item: CM0012004



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a APC direcionado ao CD4 humano e de macaco para citometria de fluxo. Adequado para imunofenotipagem de células T auxiliares e estudo de respostas imunológicas. Reage cruzadamente com CD4 humano e de cynomolgus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb APC de Coelho anti-Humano/Macaco CD4
Observações/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	920
GeneID	920
Imunógeno	Proteína recombinante de CD4 humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01730
Peso Proteico	51kDa
Envio	Bolsa de gelo