

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano/Macaco Cd45 Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - P08575

Número do item: CM0011665



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra CD45 humano/macaco (P08575), validado para citometria de fluxo (FC).

Específico para o antígeno comum de leucócitos, ideal para estudos de ativação de células T e perfilagem de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Humano/Macaco CD45 conjugado com APC
Observações/Apelido	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-577 do CD45 humano (P08575)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08575
Peso da Proteína	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Envio	Saco com gelo