

Mab De Coelho Anti-Cd69 Humano/Macaco Conjugado Com Apc Para Fc - Q07108

Número do item: CM0010465



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC, direcionado ao CD69 humano e de macaco cynomolgus (UniProt Q07108). Desenvolvido para citometria de fluxo, reconhece o antígeno de ativação precoce em células T ativadas, sendo ideal para pesquisas em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD69 humano/macaco conjugado com APC
Observações/aliás	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Espécie	Humano
GeneID (humano)	969
GeneID	969
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 78-199 do CD69 humano (NP_001772.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano, cynomolgus
SWISS	Q07108
Peso da proteína	23 kDa
Envio	Bolsa de gelo