


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano/Macaco Cd86 Conjugado Com Apc Para Fc - P42081

Número do item: CM0012479



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC que visa o CD86 humano/macaco (B7-2), validado para citometria de fluxo. Ideal para investigar a coestimulação de células T e a regulação imune em células apresentadoras de antígenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Humano/Macaco CD86 mAb
Observações/Apelido	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	942
GeneID	942
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-241 do CD86 humano (NP_787058.5).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P42081
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo