


## Apc Coelho Anti-Humano/Macaco Cd8A Mab Para Fc - P01732

Número do item: CM0008347



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado ao CD8a humano e de macaco-cinomolgo, validado para citometria de fluxo. Adequado para imunofenotipagem de células T e monitoramento imunológico em pesquisa diagnóstica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | APC Coelho anti-Humano/Macaco CD8a mAb                                                                                    |
| Observações/Apelido | CD8A; CD8; Leu2; MAL; p32; molécula CD8a                                                                                  |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| ID do Gene (Humano) | 925                                                                                                                       |
| ID do Gene          | 925                                                                                                                       |
| Imunogénio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-182 do CD8A humano (NP_001759.3). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                    |
| Aplicação           | FC                                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano, Macaco-cinomolgo                                                                                                  |
| SWISS               | P01732                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 21kDa/25kDa/30kDa                                                                                                         |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                              |