


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano/Macaco IgM Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - P01871

Número do item: CM0009976



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC que visa a região constante da cadeia pesada de IgM humana e de cinomolgo. Validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa de células B e imunoglobulinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Humano/Macaco IgM mAb
Observações/Apelido	MU; VH; AGM1
Espécie	Humano
GeneID	3507
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 218-453 da IgM humana (P01871).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01871
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco de gelo