

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ki67 Humano/Macaco Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo Intracelular - P46013

Número do item: CM0012705



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra Ki67 humano e de macaco-cinomolgo (P46013) para citometria de fluxo intracelular. Marcador de proliferação confiável para análise do ciclo celular em pesquisa oncológica e desenvolvimento diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-Ki67 humano/macaco conjugado com APC
Observações/aliás	KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	4288
ID do gene	4288
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 2271-2370 do Ki67 humano (NP_002408.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	Citometria de fluxo (intracelular)
Reatividade cruzada	Humano, macaco-cinomolgo
SWISS	P46013
Peso da proteína	359 kDa
Envio	Embalagem de gelo