

Mab De Coelho Anti-Pd-1/Cd279 Humano/Macaco Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - Q15116

Número do item: CM0010216



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC que tem como alvo o PD-1/CD279 humano e de macaco-cinômolo (aa 25-168). Validado para citometria de fluxo, este anticorpo apoia pesquisas em imuno-oncologia e estudos de checkpoints imunológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-PD-1/CD279 humano/macaco conjugado com APC
Observações/alias	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-L; hSLE1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	5133
ID do gene	5133
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-168 do PD-1/CD279 humano (NP_005009.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano, macaco-cinômolo
SWISS	Q15116
Peso da proteína	32 kDa
Envio	Bolsa de gelo