

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano/Rato Pdgfra/Cd140A Conjugado Com Apc Para Fc - P16234

Número do item: CM0004491



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado ao PDGFR $\alpha$ /CD140a humano e de rato (SWISS: P16234, 123kDa). Validado para citometria de fluxo, ideal para pesquisa em proliferação celular, desenvolvimento e oncologia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | APC Coelho anti-Humano/Rato PDGFR $\alpha$ /CD140a mAb                                                                                     |
| Observações/Alias   | CD140A; PDGFR2; PDGFR-2                                                                                                                    |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 5156                                                                                                                                       |
| GeneID              | 5156                                                                                                                                       |
| Imunogénio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-524 do PDGFR $\alpha$ /CD140a humano (NP_006197.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                     |
| Aplicação           | FC                                                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato                                                                                                                               |
| SWISS               | P16234                                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 123kDa                                                                                                                                     |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                               |