

Apc Coelho Anti-Mouse Cd103 Mab Para Fc - Q60677

Número do item: CM0010402

introdução

O anticorpo monoclonal APC Coelho anti-Mouse CD103 mAb (clone aM290) é um anticorpo monoclonal conjugado a APC, validado para citometria de fluxo. Reconhece especificamente o CD103 de camundongo (Integrina alfa-E), um recetor para E-caderina envolvido na homação de linfócitos intraepiteliais. Ideal para pesquisa de imunologia de mucosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Mouse CD103 mAb
Observações/Apelido	CD103; aM290; alfa-E1; A530055J10; alfa-M290
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	3682
GeneID	16407
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 191-385 do CD103 de camundongo (NP_032425.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q60677
Peso da Proteína	129kDa
Envio	Saco de gelo