


Mab Anti-Cd11B De Camundongo Coelho Conjugado Com Apc - P05555

Número do item: CM0005167



introdução

Anticorpo monoclonal anti-CD11b de camundongo coelho conjugado com APC para citometria de fluxo. Permite a detecção de CD11b em monócitos, macrófagos e granulócitos de camundongo, auxiliando pesquisas em imunologia e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-CD11b de camundongo coelho conjugado com APC
Observações/Apelidos	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3684
GeneID (Camundongo)	16409
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 143-337 da CD11b de camundongo (NP_032427.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P05555
Peso da Proteína	127kDa
Envio	Bolsa de gelo