

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd124/Il-4Ra Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - P16382

Número do item: CM0005486

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC que visa o CD124/IL-4Ra de camundongo. Validado para citometria de fluxo para estudar a sinalização de IL-4/IL-13, a diferenciação de Th2 e a inflamação alérgica. - P16382

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Mouse CD124/IL-4Ra mAb
Observações/Apelido	Il4r; CD124
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3566
GeneID	16190
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-233 do CD124/IL-4Ra de camundongo (NP_001008700.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P16382
Peso da Proteína	87kDa
Envio	Saco com gelo