

Apc Coelho Anti-Mouse Cd138/Sindecano-1 Mab Para Fc - P18828

Número do item: CM0011189

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado ao CD138/Sindecano-1 de camundongo para citometria de fluxo. Imunógeno recombinante (aa23-255). Específico para amostras de camundongo. Adequado para detecção de proteoglicanos de membrana em estudos de interação de exossomos e matriz.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	APC Coelho anti-Mouse CD138/Sindecano-1 mAb
Observações/Apelido	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1; CD138/Sindecano-1
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	6382
GeneID	20969
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-255 do CD138/Sindecano-1 de camundongo (NP_035649.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P18828
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo