


Anticorpo Monoclonal Apc Coelho Anti-Murino Cd14 Para Fc - P10810

Número do item: CM0010509



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC que visa CD14 de murino, validado para citometria de fluxo. CD14 é um coreceptor para lipopolissacarídeo bacteriano, mediando respostas imunes inatas. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Murino CD14 mAb
Observações/Alias	CD14
Espécie	Murino
GeneID (Humano)	929
GeneID	12475
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-345 do CD14 de murino (NP_033971.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Murino
SWISS	P10810
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo