

Anticorpo Monoclonal Apc De Coelho Anti-Mouse Cd150/Slam Para Fc - Q9Qum4

Número do item: CM0011442

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC, direcionado ao CD150/SLAM de camundongo (membro da família 1 SLAM), validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar ativação e diferenciação de células imunológicas, bem como a sinalização SLAMF1 em pesquisas de imunidade inata e adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Rabbit anti-Mouse CD150/SLAM mAb
Observações/Apelido	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	6504
ID do Gene	27218
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-242 do CD150/SLAM de camundongo (NP_038758.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9QUM4
Peso da Proteína	36kDa/38kDa
Envio	Saco de gelo