

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd155/Pvr De Camundongo Conjugado A Apc - Q91Wp1

Número do item: CM0012448

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD155/Pvr de camundongo conjugado a APC para citometria de fluxo. Específico para CD155 de camundongo, ideal para pesquisa de receptores imunológicos e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD155/Pvr de Camundongo Conjugado a APC
Observações/Apelido	PVS; mE4; HVED; Taa1; CD155; Tage4; necl-5; D7Ert458e; 3830421F03Rik
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	5817
ID do Gene	52118
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-348 do CD155/Pvr de camundongo (NP_612564.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q91WP1
Peso Proteico	45kDa
Envio	Em saco de gelo