

Anticorpo Monoclonal De Coelho Apc Anti-Cd161C/Nk1.1 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P27814

Número do item: CM0004831

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a APC contra CD161c/NK1.1 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Detecta especificamente o marcador de células NK, adequado para imunofenotipagem e estudos funcionais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho APC Anti-CD161c/NK1.1 de Camundongo (mAb)
Observações/Apelido	Nk1, Ly59, Nk-1, CD161, Ly-59, Ly55c, NK1.1, NKR1, Nk1.2, Klrb1b, NK-RP1, Nk-1.2, Nkrp1b, Nkrp1c, ly-55c, NKR140, NKR-P1.9
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3820
ID do Gene	17059
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 67-223 do CD161c/NK1.1 de camundongo (NP_001153376.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P27814
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Em saco de gelo