

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd162/Psgl-1 Conjugado Com Apc Para Fc - Q3Ta56

Número do item: CM0005611

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra CD162/PSGL-1 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ideal para detecção de PSGL-1 de camundongo em pesquisas de imunologia e adesão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Mouse CD162/PSGL-1 mAb
Observações/Apelido	CD162; Psgl1; Selp1; Selpl; Psgl-1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	6404
ID do Gene	20345
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-320 do CD162/PSGL-1 de camundongo (NP_033177.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q3TA56
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo