

Anticorpo Monoclonal De Coelho Apc Anti-Camundongo Cd21/Cd35 Para Fc - P19070

Número do item: CM0007899

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a APC direcionado ao CD21/CD35 (CR2/C3DR) de camundongo. Validado para citometria de fluxo, reage com células B de camundongo. Útil para estudos de imunologia do complemento e de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho APC Anti-Camundongo CD21/CD35
Observações/Apelido	Cr1; C3DR; CD21; CD35; Cr-1; Cr-2
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	1380
GeneID	12902
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-274 do CD21/CD35 de camundongo (NP_031784.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P19070
Peso Proteico	113kDa
Envio	Bolsa de Gelo