

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd22 Conjugado Com Apc Para Fc - P35329

Número do item: CM0009913

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC que visa o CD22 de camundongo (Siglec-2, BL-CAM) para citometria de fluxo. Validado para reatividade em camundongos, ideal para imunofenotipagem de células B e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Mouse CD22 conjugado com APC
Observações/Apelido	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	933
GeneID	12483
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-151 do CD22 de camundongo (NP_033975.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35329
Peso da Proteína	89kDa/93kDa/97kDa
Envio	Saco com gelo