

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd24 Conjugado A Apc Para Citometria De Fluxo - P24807

Número do item: CM0005930

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a APC direcionado ao CD24 (HSA) de camundongo, validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisa de diferenciação de células imunes, ativação de linfócitos B, autoimunidade e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Mouse CD24 APC
Observações/Apelidos	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrina
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	100133941
ID do Gene	12484
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-53 do CD24 de camundongo (NP_033976.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P24807
Peso Proteico	8kDa
Envio	Bolsa de gelo