

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd272/Btla Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - Q7Tsa3

Número do item: CM0004665



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC que visa o CD272/BTLA de camundongo, um receptor inibitório em linfócitos. Desenhado para citometria de fluxo (FC) para estudar a regulação imune em pesquisas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Mouse CD272/BTLA mAb
Observações/Apelido	A630002H24
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	151888
ID do Gene (Camundongo)	208154
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q7TSA3
Peso da Proteína	22kDa/34kDa
Envio	Saco de gelo