


Anticorpo Monoclonal Apc Coelho Anti-Murino Cd317/Bst2 Para Fc - Q8R2Q8

Número do item: CM0007731



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-murino CD317/BST2 conjugado com APC para citometria de fluxo. Reconhece o antígeno 2 do estroma da medula óssea murino (19 kDa). É útil para estudos de restrição antiviral, imunidade inata e pesquisa com células dendríticas plasmocitoides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb APC Coelho anti-Murino CD317/BST2
Observações/Apelidos	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Espécie	Murino
ID do Gene (Humano)	684
ID do Gene	69550
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 55-152 do CD317/BST2 murino (NP_932763.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Murino
SWISS	Q8R2Q8
Peso da Proteína	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo