

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd32 De Rato Apc De Coelho Para Citometria De Fluxo (Fc) - P08101

Número do item: CM0009484

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado ao CD32 de rato (FcγRIIB). Específico para análise por citometria de fluxo (FC) do receptor Fc de IgG de baixa afinidade envolvido na regulação imunológica. Adequado para pesquisa em imunologia e hematopoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-CD32 mAb de Rato APC de Coelho
Observações/Apelidos	CD32; Fcgr2; Fcr-2; Fcr-3; Ly-17; LyM-1; Lym-1; fcRII; FcgRII; Fcgr2a; Ly-m20; Fc[g]RII; F630109E10Rik
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	2213
GeneID	14130
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-207 do CD32 de rato (NP_034317.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P08101
Peso da Proteína	31kDa/33kDa/36kDa
Envio	Saco de gelo